

SleepAngel® medical produkter

Rengörings- och skötselanvisningar för kuddar

SleepAngel®-produkter är omedelbart redo att användas. Produkten är inte steriliserad.



1. Avsett syfte / Teknologi

SleepAngel®-produkter är hermetiskt förseglade:

- PureShield-tygskydd: hållbart, mjukt och högpresterande textil som blockerar föroreningar. Ånggenomsläppligt och vattentätt.
- SafeWeld-sömmar: förseglade sömmar ger ett komplett barriärskydd – inga sömhål.
- PneumaPure®-filter: andningsbart mekaniskt filter som tillåter ren luft att flöda in i kudden men blockerar patogener och allergener.

2. Inspektion och rengöring

Före användning av produkten:

- Rengör produkten (se ovan)
- Kontrollera visuellt produktens sömmar, tyg och filter för skador eller hål. En produkt med hål eller skadat tyg eller filter är kontaminerad och måste kasseras.

Daglig användning:

- Kontrollera visuellt produktens sömmar, tyg och filter efter skador eller hål.
- En produkt med hål eller skadat tyg eller filter måste kasseras.
- Rengör kudden minst en gång i veckan, efter varje patientutskrivning eller när den är smutsig.
- Puffa kudden för att bevara fylligheten i fibrerna.
- Säkerställ att alla rengörings- och desinfektionsmedel följer tillverkarens riktlinjer.
- Rengör med mild tvål- och vattenlösning.
- Låt torka.

- Produkten är nu redo att användas

Observera:

- Undvik slipande skrubbing av filtret och tyget.
- Blek ej, maskintvätta ej, kemtvätta ej, torktumla ej eller stryk produkten.



Användning av alkoholbaserade torkdukar och rengöringslösningar kan tillfälligt förändra ytan på överdragstyget.

3. Granskningsverktyg

Ta bort kudden från det avtagbara överdraget (om sådant finns) och kontrollera följande:

- Filtret är inte skadat
- Sömmarna är intakta
- Kudden är fri från fläckar
- Kudden är fri från synliga revor eller skador
- Kudden är fri från obehaglig lukt
- Kuddkärnan är fluffig och elastisk

Om något av ovanstående inte stämmer, har kudden inte klarat granskningen och måste ersättas.

4. Förvaring och LOT-instruktioner

- Kudden kan förvaras plant eller på sidan. Böj inte kudden – detta kan skada PneumaPure®-filtret.
- Placera inte vikter på produkten.
- Förvara i ett torrt rum vid en temperatur mellan +10...+30 °C.

Instruktion för att läsa LOT

Exempel LOT 11110722:

- 1111 – produktionsnummer
- 07 – produktionsmånad
- 22 – år

5. Kassering och återvinning

För att kassera kudden, skär upp kudden och ta bort innerkudden. Kassera båda som medicinskt avfall

Gabriel Scientific OÜ

Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia

Tel: +372 56605967 www.SleepAngel-Medical.com info@SleepAngel-Medical.com

J_KV_7_V7_12.08.2022 Cleaning and care instructions Pillow SV

SleepAngel®

SleepAngel® medical produkter

Rengörings- och skötselanvisningar för kuddar

SleepAngel®-produkter är omedelbart redo att användas. Produkten är inte steriliserad.

Rengörings- och desinfektionsmedel som kan användas:

- 1 % väteperoxidlösning
- Ammoniumföreningar
- Aniospray Quick
- Antifect extra
- AntiGone
- Bacillol AF
- Bacillol Foam
- Bactacid-våtservetter
- Chemisept-våtservetter
- Klordioxidlösning 10 000 ppm (får användas vid kraftig smuts, ytan ska torkas av med fuktig trasa efter användning)
- Klordioxidlösning 1 000 ppm
- Klorfrisättande lösning 1 000 ppm
- Clinell alkoholbaserade våtservetter
- Clinell sporicid-våtservetter
- Clinell universalsprej
- Cavi Cide ytdesinfektionsmedel
- Cavi-våtservetter
- Descosept PUR-våtservetter RTU
- Ecopine (5 % lösning i vatten)
- Incidin Foam & Incidin Plus
- Incidin OxyFoam S
- Incidin OxyWipes
- Incidin Pro
- Isopropylalkohol 70 %
- Kohrsolin FF
- Life Clean
- Meliseptol Rapid
- Microbac Forte
- Mikrozyd AF vätska
- Mikrozyd Sensitive vätska
- Mikrozyd Sensitive våtservetter
- Oxivir Plus
- Perform 1 % och 3 %
- Fenollösning 1 %
- PDI Sani Cloth AF3-våtservetter
- Pursept AF
- Rely+ON Perasafe
- Rely+ON Virkon
- Sani-Cloth Active

- Spray Off
- Sterisept-våtservetter
- Super Sani Cloth desinficerande våtservetter
- Terralin® protect (max. 4 %)
- TPH Protect
- Virusolve (5 % och 10 % lösning i vatten)
- Våtservett

Observera: Efter användning av rengöringsmedel som innehåller klor rekommenderas det att torka av ytorna med en fuktig trasa, eftersom klor kan skada överdragstygets yta vid långvarig användning och göra det mer känsligt för mekanisk påverkan.

Rengörings- och desinfektionsmedel som inte rekommenderas för användning:

- Disclean ENDO PAA (perättiksyrelösning)
- PDI Sani-Cloth Bleach desinficerande engångsservett
- Perättiksyra

Denna lista är inte uttömmande.

Följ noggrant och överskrid inte de koncentrationer som anges i instruktionerna.

